



Le SUMEHR dans Medinect – Questions fréquentes :

1. Comment rechercher un Sumehr publié?

Un Sumehr peut être envoyé directement à un médecin via la eHealthBox mais plus souvent, il sera publié sur les réseau de santé (HUB). Pour pouvoir exporter ou visualiser des données sur les HUB, le médecin doit disposer d'un lien thérapeutique avec le patient et ce dernier doit également avoir activé son consentement.

L'accès aux HUB peut se faire depuis différents endroits, en fonction d'où vous êtes:

- Depuis l'écran de synthèse du patient, cliquez sur le nuage en haut à droite et ensuite sur "Visualiser sur le HUB" :



- Depuis la consultation, cliquez sur le nuage en haut à droite :

Cont	act/Prestation ([Dupont Alph	onse - 10/04/	1989)											_	\Box ×
Bila																₽
n Santé Ec	Antécédents	+ Médical	Biométrie	Naccin	Médicament	Attestation	Cert./Prescr.	Documents	X Acte	Tâches / Ech.	Act. Cardiaque	Note Journ	al Ajouter Doc.		Imprimer	Supprimer
chéan	Contact/Presta	tion (Dupor	nt ×													-
ces Récapitula	DUPON 32 ans 89-04-10-08	IT Alpho 10/04/1989 35.57	onse				Mutuelle 134	110/ DMC Dr Jo	110 à: 08/11/ ean Lebla	2021 1c				en [≩ ▲	
itif Résu	Date : ES :	08/11/202 Général	21 10:12:53		Type : Co Démarche :	onsultation	~	Sous-cont	act :	1 + compléme	ntaires	Pé	DMG 🖸	🚣 ins/Diab	ete : 🕞	onfidentiel





- Depuis le dossier global du patient, allez dans le menu "Hubs" :



- Dans les 3 cas, l'écran des HUB s'ouvre automatiquement dans l'onglet Sumehr. Vous pouvez alors ouvrir le Sumehr de la date souhaitée :

Fiche Patient : Dupont Alphonse (10/04/1989)

📒 Dossier Global	S R S Wallon Modifier
📥 Administratif	
🖬 Aspects Médicaux	SUMEHR O Labo O Vaccination
🔄 Biométrie	RSW, FAUTRE 05/11/2021
🐟 Médicaments (1)	Sumehr III
🔨 Vaccin	Sumehr
Documents	RSB, Fautre 10/04/2019 Sumehr
🛓 Résultats Labo	RSB, Fautre 10/04/2019
😡 Attestations	Sumehr
🔀 Actes	
互 Tâches / Ech.	
🛓 Liens	
Hubs	
Autre	

Vous pouvez changer le HUB sur lequel vous faites la recherche en cliquant sur le bouton "Modifier" en haut à gauche ou faire une recherche sur tous les HUB en cliquant sur le bouton "Global" en haut à droite.

S R.S.	Wallon	Modifier		Visualisati	on Browser Internet	Recherche :	0	Global
● SUMEHR	🔿 Labo	○ Vaccination	○ Schéma médication	⊖ Documents ⊖ Décharge	○ Rapports ○ Jo	ournal		





2. Quels champs remplir en fonction des contenus à remplir ?

Le Sumehr peut contenir les éléments suivants :

- Allergie
- Antécédents
- Facteurs de risque
- Volonté patient
- Diagnostic
- Éléments de soins
- Vaccin
- Médicaments
- Actes
- Contacts professionnels

Pour alimenter ces différents champs, cela peut se faire depuis plusieurs endroits :

- depuis l'écran de synthèse du patient en cliquant sur les boutons 💛 correspondants

- depuis la consultation

Toutes les données encodées dans les consultations alimentent le dossier global du patient et peuvent donc constituer le Sumehr.

- depuis le dossier global



Après avoir ouvert un Sumehr (voir point 1), cliquez sur le bouton "Importer" en haut à droite pour l'intégrer dans le dossier global du patient.

Vous pourrez ensuite le retrouver dans les documents du patient.

			Importer Supprir	mer
S	R.S. Wallon	Modifier	Visualisation Browser Internet Recherche : O Local @	Global
⊚ st	JMEHR 🔿 Labo	○ Vaccination	○ Schéma médication ○ Documents ○ Décharge ○ Rappors ○ Journal	
RSW	, FAUTRE	05/11/2021		
Su	mehr	1		
RSW	, DEMOULIN	03/12/2020		
Su	mehr			





4. Comment rendre une info confidentielle (non publiable dans le Sumehr) ?

Dans les écrans d'encodage, cocher la case "Confidentiel" en haut à droite rendra l'information confidentielle et par conséquent non publiable dans un Sumehr.

La case "Confidentiel" se trouve également en haut à droite de l'écran de consultation afin d'automatiquement rendre confidentiel toutes les données de cette consultation.



5. Comment envoyer un Sumehr?

L'envoi d'un Sumehr peut se faire depuis l'écran de synthèse du patient ou depuis son dossier global.

- Depuis l'écran de synthèse du patient, il s'agit d'un envoi rapide sans prévisualisation. Pour cela, cliquez sur le nuage en haut à droite et sur "Exporter sur le HUB".







- L'envoi depuis le dossier global permet de choisir les données qui seront exportées et d'avoir une prévisualisation.

<u>Attention</u>, le choix des données exportées est conservé tant qu'il n'est pas modifié et il vaut également pour l'envoi rapide depuis l'écran de synthèse.

Pour faire cet envoi, ouvrez donc le dossier global du patient et cliquez sur "Exporter" en haut à droite.

Fiche Patient : Dupont Alphonse (10/04/1	1989)		- 🗆 ×
			V Supprimer
📒 Dossier Global		C Format d'exportation	
📕 Administratif	Nom : Dupont		Age : 32 Lieu :
🖬 Aspects Médicaux (1)	Administratif	Sélectionnez le format et pour celui-or que vous désirez	
🖾 Biométrie	Administrati	exporter :	
ᄎ Médicaments (1)	NISS : 89041008	Format: SUMEHR O PMF O SMF O Medinect	ofession : 🗸 🗸 🗸
🔨 Vaccin	Sexe: OMO	☑ Allergie	Dossier ·
Documents		☑ Antécédents	
🛓 Résultats Labo	Adresses	☑ Facteurs de risque	Privée Professionnelle Autre
Attestations	Adresse : rue du	☑ Volonté patient	~
🛪 Actes	Tál ·	☑ Diagnostic	Email:
😇 Tâches / Ech.	101.1	☑ Elément de Soins	
🛓 Liens	Mutuelle	☑ Vaccin	Mutuelle O CPAS O Assurances
Hubs	Nom : 134 - 0	☑ Médicaments	e du membre : 05/11/2021
Autre	Nº Titulaire · 89	Actes	
	Catégorie :	Contacts professionnels	vis Modio : O Nan O Ovi
	At A		
	Hopital :		Inajet de sons : O Non O Ou
	Pharm. réf. :	Retour Exporter	J.: O Non 🖲 Oui

Par défaut, "Sumehr" est sélectionné et le médecin peut choisir les types de données à exporter.

Cliquez ensuite sur "Exporter" en bas à droite. Une fenêtre de prévisualisation s'ouvre pour contrôler le fichier avant l'envoi.

Sélectionnez "Via HUB" en bas à droite et validez en cliquant sur le bouton "Exporter".

Un dernier écran s'ouvre dans lequel il est possible de sélectionner le HUB souhaité si ce n'est pas celui par défaut.

Terminez en cliquant sur le bouton "Exportation".

×
Choix : R.S. Wallon R.S. Bruxellois Gand VitaLink
HOD/ VILLEIIK. RESEAU SAINTE WALLON
Accès : Oui Patient : Dupont Alphonse (10/04/1989)
Consentement : Oui 😢 Date : 29/04/2021 Aut. : FAUTRE
Lien Thérapeutique : Oui 🙁 Type : Consultation
Titre : Fichier SUMEHR du patient :Dupont Alphonse (10/04/1989)
Type de fichier : SUMEHR
Information
Choisissez le HUB pour lequel vous désirez voir les informations sur ce patient
Annuler Exportation





6. Comment automatiser le processus ?

En haut à droite de l'écran de synthèse du patient, à côté de sa photo, se trouve un nuage qui peut être orange ou vert.

S'il est vert, cela signifie que vous avez envoyé un Sumehr depuis moins d'un an depuis Medinect. S'il est orange, cela signifie que ce n'est pas le cas.

Lorsque le nuage est vert et que le dossier médical du patient est modifié (avec une information faisant partie des types de données exportés dans le Sumehr), Medinect propose automatiquement d'exporter un Sumehr. Il s'agit alors d'un envoi rapide sans prévisualisation (voir point 5) et en tâche de fond.

